

Porta.objetos de adhesión

- Porta.objetos tratados para una excelente adhesión de células y tejidos en las preparaciones de citología, tinciones, citocentrifuga (Sin necesidad de adhesivos con proteínas).
- Adecuados también para trabajos en inmunohistoquímica, hibridación in situ, digestiones enzimáticas, cortes en criostatos,...

Polysine: asegura la adhesión mediante un recubrimiento de polysine.

Superfrost-Plus: tratamiento electrostático con cargas positivas.

Superfrost Gold: Garantiza la adhesión de cortes frescos o fijados en Criostatos.

Ultra-Plus: última evolución de la carga positiva, de mayor resistencia a tratamientos agresivos.

Código	Descripción
50552	C/72 Porta.objeto Superfrost-Plus
50554	C/72 Porta.objeto Polysine
50556	C/100 Porta.objeto superfrost-Plus GOLD
50558	C/72 Porta.Objetos Ultra-Plus



● 50554



● 50558



● 50554