



Serie 96

Fotómetros Calibrables

HI 96711 Cloro Libre y Total

Especificaciones

HI 96711

Rango	Cloro Libre y Total: 0,00 a 5,00 mg/l;
Resolución	Cloro Libre y Total: 0,01 mg/l ;0,1 mg/l
Precisión	Cloro Libre y Total: +/- 0,02 mg/l @ +/- 1,00 mg/l
Fuente de Luz	Lámpara de Tungsteno
Detector de Luz	Fotocélula de Silicio@ 525 nm
Método	Cloro. Adaptación del Metodo DPD 330,5

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

HI 96711 se suministra con reactivo polvo de cloro libre 25 det, reactivo polvo de cloro total 25 det , (2) cubetas para muestra con tapa, batería de 9V e instrucciones.

HI 96711C se suministra en un robusto maletín con patrones certificados de cloro libre y total, con reactivo polvo de cloro libre 25 det, reactivo polvo de cloro total 25 det, 2 cubetas con tapa, batería de 9V , paño de limpieza, tijeras e instrucciones.

REACTIVOS Y PATRONES

- HI 96701-11** Patrones Calcheck (Cl₂ Libre)
- HI 93701-01** Reactivo polvo para 100 test (Cl₂ Libre)
- HI 93701-03** Reactivo polvo para 300 test (Cl₂ Libre)
- HI 93701-F** Reactivo líquido para 300 test (Cl₂ Libre)
- HI 93701-T** Reactivo líquido para 300 test (Cl₂ Total)
- HI 96711-11** Patrones Calcheck (Cl₂ Total)
- HI 93711-01** Reactivo polvo para 100 test (Cl₂ Total)
- HI 93711-03** Reactivo polvo para 300 test (Cl₂ Total)