

Una empresa al servicio del biodiagnóstico desde 1976

QCA-BT4500

Autoanalizador - Random Access





QCA-BT4500

Autoanalizador - Random Access

Sistema

- **Principios:** colorimetría, turbidimetría, ISE
- **Velocidad:** 450 test/hora, 240 test/hora Módulo ISE
- **Modos de trabajo:** *Random Access, Batch y Stat*

Muestreo

- **Reactivos:** 40+40 posiciones totales 50 mL ó 80 mL / 10 mL ó 20 mL
- **Muestras:** 100 posiciones seccionables
- **Refrigeración:** reactivos, estándares y controles
- **Temp. de trabajo:** sistema peltier 30 / 32 / 37 °C y T^a. ambiente
- **Volumen muestras:** 1,8-100 µL
- **Volumen reactivos:** 180-400 µL
- **Brazos muestreo:** 1 para muestras, estándares y controles, 2 para reactivos integrado
- **Sistema vacío:** integrado
- **Cubetas lectura:** 84, cuarzo óptico autolavables, no desechables
- **Aguja:** detección de nivel de líquido limpieza automática *in/out*
- **Diluidor:** 3 unidades de 340 µL precisión ±0.1 µL
- **Lavado:** automático 2 lavado, 2 secado
- **Código de barras:** para reactivos y muestras



Especificaciones

- **Alimentación:** 100-240 V - 50/60 Hz
- **Humedad:** 10-80% HR
- **Dimensiones:** 115 x 115 x 72 cm
- **Peso:** 120 Kg



Sistema Óptico

- **Lámpara:** halógena dicróica UV
- **Fotómetro:** 14 filtros de estado sólido (340 - 800 nm), 1 posición libre y 1 posición para lectura fondo, detector fotoeléctrico
- **Lectura:** directa en cubeta de reacción
- **Rango:** 0-3 Abs ±1%



Unidad de sistema

- **Computadora:** PC externo a través de USB
- **Sistema operativo:** Windows 7 / 8 / 10
- **Comunicación host:** Ethernet LAN, RS232
- **Control calidad:** 3 niveles conocidos, 3 niveles desconocidos



Química Clínica Aplicada, S.A.
 ISO 9001 - ISO 13485 Certified Company
 A-7 km 1081 - Apdo. 20
 E-43870 Amposta ESPAÑA / SPAIN
 Tel. 977701439 Int. +34 977706230
 ventas@qca.es - export@qca.es
www.qca.es